

---

# Lody poziomkowe lub truskawkowe

Dodano: 2000-01-01 00:00:00

Język: Polski

Odwiedzono: 2389 razy.

50 dag poziomek lub truskawek,

1 szklanka wody,

20 dag cukru,

1 białko

Owoce przebrać , umyć , osączyć , usunąć szypułki i zmiksować lub przetrzeć przez gęste sito. Z wody i cukru ugotować syrop. Ostudzić go i wymieszać z przecierem. Dodać rozmacone białko, dokładnie wymieszać . Masę wlać do maszynki do lodów i zamrozić .

From Z.Wodecki <wodecki@kki.net.pl>